

Erlenmeyer mit Schikane

Art.Nr. L131007....



Abbildung: Erlenmeyer 500 ml, Enghals

Artikelbeschreibung:

Erlenmeyer mit Schikane

- von 25 ml - 5000 ml
- Laborglas nach DIN
- lebensmittelecht
- aufgedruckter Volumenangabe
- temperaturbeständig
- autoklavierbar

Ausführungen

- Enghals (siehe Bild)
- oder Weithals
- oder als Kulturkolben mit gradem Hals für Kapsenbergkappen

Varianten in Weißglas oder in Braun für zusätzlichen Lichtschutz erhältlich.

Preis: Auf Anfrage, je nach Größe und Ausführung

Verwendung:

Erlenmeyer mit Schikane werden dort eingesetzt wo Kulturen oder Flüssigkeiten gut durchmischt werden sollen. Dafür werden die Erlenmeyer auf einem Schüttler befestigt und in Rotation versetzt. Die Schikane verhindert, dass die Flüssigkeit innerhalb des Kolbens in gleichmäßige Rotation versetzt wird und sorgt für zusätzliche Turbulenz.

Variantentabelle	Erlenmeyerkolben mit Schikane Enghals	Erlenmeyerkolben mit Schikane Weithals	Kulturkolben für Kapsenbergkappen
Volumen (ml)	Art.Nr. L131007....	Art.Nr. L131007.... WH	Art.Nr. L131007.... KK
25		0025	
50		0050	
100		0100	
250		0250	
500		0500	
1000		1000	
2000		2000	
5000		5000	

Bitte geben Sie bei Anfragen und Bestellungen die Artikelnummern mit jeweiligen Zusätzen an!

- ohne Zusatz für Erlenmeyerkolben mit Schikane, z.B. Art.Nr. L1310070100 = 100ml
- mit WH für Weithals mit Schikane, z.B. Art.Nr. L1310070100WH = 100ml
- mit KK für Kulturkolben mit Schikane für Kapsenbergkappen, z.B. Art.Nr. L1310070100KK = 100ml

Speziell für Pharma Kunden

Dieses Produkt kann mit einer Produkt Lot / Chargen Nummer versehen werden. In Verbindung dazu erhalten Sie dann ein Qualitätszertifikat. Sie müssen dies in Ihrer Bestellung mit aufgeben.

Wir erläutern Ihnen gerne die technischen Details. HLL Apparatebau steht für hohe Qualität und Lieferfähigkeit.

L131007-xxxx-Erlenmeyer mit Schikane.doc