

Erlenmeyer mit Schikane

Verwendung:

Erlenmeyer mit Schikane werden dort eingesetzt wo Kulturen oder Flüssigkeiten gut durchmischt werden sollen. Dafür werden die Erlenmeyer auf einem Schüttler befestigt und in Rotation versetzt.

Die Schikane verhindert, dass die Flüssigkeit innerhalb des Kolbens in gleichmäßige Rotation versetzt wird und sorgt für zusätzliche Turbulenz.

Art Nr.: L131007....



Abbildung: Erlenmeyer 500 ml, Enghals

Artikelbeschreibung:

Erlenmeyer mit Schikane

Laborglas nach DIN, Lebensmittelecht,
Mit aufgedruckter Volumenangabe.
Autoklavierbar und temperaturbeständig.

Optionen und Hinweise:

Lieferbar von 25 ml – 5000 ml
Mit aufgedruckter Volumenangabe.

Enghals, Weithals mit Schraubverschluss
oder als Kulturkolben für Kapsenbergkappen
In Weißglas oder in Braun mit zusätzlichem
Lichtschutz erhältlich.

Preis: Auf Anfrage
je nach Größe und Ausführung.

Speziell für Pharma Kunden

Dieses Produkt kann mit einer Produkt Lot / Chargen Nummer versehen werden.

In Verbindung dazu erhalten Sie dann ein Qualitätszertifikat.

Sie müssen dies in Ihrer Bestellung mit aufgeben.

Wir erläutern Ihnen gerne die technischen Details. HLL Apparatebau steht für hohe Qualität und Lieferfähigkeit.

L131007 Erlenmeyer mit Schikane